

KOSAKA コサカ印象用トレー IMPRESSION TRAY 小児用

一般名称：歯科印象採得用トレー
販売名：コサカ小児用印象トレー 製造販売届出番号 13B3X00551000155



コサカから小児用ステンレス製 穴アキのトレーが新発売!!



従来、小児用トレーにはアルジネート印象材向きの穴アキトレーはありませんでした。

「こんな経験はございませんか？」



多数の穴により、数多くのディンプルを形成し

「硬化後の安定した剥離が可能！」



硬化した印象材を、しっかり保持する

「リムロックでさらに保持力UP！」

コサカの 小児用穴明トレーの特徴

- 現在の小児歯列弓を
オーソモデルゲージで計測し製作しました
- 小児や(女性等) Sサイズの方に
やさしいソフトで丸い縁外形
- 印象材をしっかり保持する
特殊な小孔やリムロックを付与
- 使用后、トレーの清掃が容易な鏡面仕上げ




※ 両方共、同じ印象材を使用しました

硬化した印象材を無理にトレーから剥がした時の比較写真
左は、従来の小児用トレーで、ディンプルごと外れています。
右は、コサカの 小児用トレーで、細かく多くのディンプルが
壊れ保持力が強いことが分かります。



近年、多くの歯科医院が使用しているペーストミキサーは気泡があまり入らないため、優れた再現性があります。しかし印象採得時、トレーから印象材が浮いてしまったり、まったく意味がありません。安定した剥離操作の為に、穴アキトレーを、お勧めします。



	a (mm)	b (mm)	c (mm)
CU-1	67.00	45.50	11.00
CU-2	61.50	44.00	10.50
CU-3	56.00	38.00	8.50
CL-1	65.00	51.00	13.00
CL-2	64.00	42.00	11.00
CL-3	57.00	36.00	10.00

いいものを安く、世界から!!

総合歯科医療商社
株式会社

コサカ

KOSAKA DENTAL SUPPLY CO.,LTD. 第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14 TEL:03-3557-4111(代) FAX:03-3557-4116
【ホームページ】 <http://www.kosaka.co.jp> 【メールアドレス】 dental@kosaka.co.jp

