


DIAO




コメット ダイヤモンドバー FG

ダイヤモンド BUR の新世代



製品の規格はこちら



A



DIAO

ダイヤモンド粒子とパールビーズの融合


パールビーズ= 長寿命のカギ 鋭いダイヤモンド粒子により耐年数の長期化

従来のコメットダイヤモンドバーに比べ平均**34%**長寿命化

On average,
34 %
longer service life compared
to traditional instruments*

*Source: Test lab Komet Dental,
mechanical cutting test 2020

※試験データ：コメット社テストラボによる機械的切削試験 2020



パールビーズ

パールビーズ= 切削力のカギ ダイヤモンドエッジがしっかり“食い込む”

パールビーズの隙間を持たせたことで、ダイヤモンドエッジが
切削対象にしっかり食い込み効率的に高い切削力が得られます

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー

販売名：コメット ダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)
URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせ

株式会社 **コサカ**

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14
TEL 03-3557-4111 FAX 03-3557-4116

IAO 製品規格一覧表



※ファインタイプ(仕上用)はパールビーズ構造ではありません

つぼみ

品 番 (コアース)	KP6368 023
品 番 (ファイン)	8368 023
作業長(mm)	5.0
最大径(mm)	2.3
全 長(mm)	20.0
最高回転数 (毎分)	30 万
価 格 (コアース)	7,200円
価 格 (ファイン)	3,600円

推奨回転数：DIAO(コアース) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転


入数：5 本入

オクルーシェーパー

品 番 (コアース)	KP6370 030	KP6370 035
品 番 (ファイン)	8370 030	8370 035
作業長(mm)	7.5	10.5
最大径(mm)	3.0	3.5
全 長(mm)	21.0	23.0
最高回転数 (毎分)	10 万	
価 格 (コアース)	9,000円	
価 格 (ファイン)	8,400円	

推奨回転数：DIAO(コアース) 毎分 10 万回転
ファイン 毎分 2 万回転

入数：5 本入



資料ご提供：遠山 敏成 先生
(東京都練馬区 マイスター春日歯科クリニック)

エッジ

品 番 (コアース)	KP6379 023	KP6379E 029
品 番 (ファイン)	8379 023	-
作業長(mm)	4.2	5.6
最大径(mm)	2.3	2.9
全 長(mm)	19.0	21.0
最高回転数 (毎分)	30万	16万
価 格 (コアース)	7,200円	
価 格 (ファイン)	3,600円	

適正回転数：DIAO(コアース) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

テーパードショルダー
ラウンデッドエッジ

品 番 (コアース)	KP6847KR 016
品 番 (ファイン)	8847KR 016
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.6
全 長(mm)	21.0
最高回転数 (毎分)	45万
価 格 (コアース)	7,200円
価 格 (ファイン)	6,000円

推奨回転数：DIAO(コアース) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転


入数：5 本入 テーパー：2 度

ロングテーパード ラウンド

品 番 (コアース)	KP6850 014	KP6850 016	KP6850 018
品 番 (ファイン)	8850 014	-	-
作業長(mm)	10.0		
最大径(mm)	1.4	1.6	1.8
全 長(mm)	24.0		
テ ェ パ ー	2.0度		
最高回転数 (毎分)	30 万		
価 格 (コアース)	7,200円		
価 格 (ファイン)	6,000円		

適正回転数：DIAO(コアース) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転 入数：5 本入


テーパードシャンファーラウンド



品 番 (コアース)	KP6856 012	KP6856 014	KP6856 016	KP6856 018	KP6856 021	KP6856XL 021
品 番 (ファイン)	8856 012	8856 014	8856 016	8856 018	8856 021	-
作業長(mm)	8.0				8.4	12.0
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.1
テ ー パ ー	2.0度					
最高回転数 (毎分)	30 万	45 万			30 万	
価 格 (コアース)	7,200円					9,000円
価 格 (ファイン)	6,000円					-

適正回転数：DIAO(コアース) 毎分 16 万回転, ファイン 毎分 2 万回転
全 長：21mm (KP6856XL-021：24 mm) 入数：5 本入
テーパー：ファイン 8856-012,014 1.7 度
作 業 長：ファイン 8856-021 8.0 mm

フレーム




品 番 (J7-ス)	KP6862 012
品 番 (J7-イン)	8862 012
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.2
全 長(mm)	21.0
最高回転数 (毎分)	30万
価 格 (J7-ス)	7,200円
価 格 (J7-イン)	6,000円

適正回転数：DIAO(J7-ス) 毎分 16 万回転
J7-イン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

ロングフレーム




品 番 (J7-ス)	KP6863 012	KP6863 016
品 番 (J7-イン)	8863 012	8863 016
作業長(mm)	10.0	
最大径(mm)	1.2	1.6
全 長(mm)	24.0	
最高回転数 (毎分)	30 万	
価 格 (J7-ス)	7,200円	
価 格 (J7-イン)	6,000円	

推奨回転数：DIAO(J7-ス) 毎分 16 万回転
J7-イン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

パラレルシャンファア トーピード



品 番 (J7-ス)	KP6878 012
品 番 (J7-イン)	8878 012
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.2
全 長(mm)	22.0
最高回転数 (毎分)	30万
価 格 (J7-ス)	7,200円
価 格 (J7-イン)	6,000円

推奨回転数：DIAO(J7-ス) 毎分 16 万回転
J7-イン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

テーパードシャンファア トーピード



品番 (J7-ス)	KP6878K 012	KP6878K 014	KP6878K 016	KP6878K 018
品番 (77ｲﾝ)	-	8878K 014	8878K 016	8878K 018
作業長(mm)	8.0			
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	22.0			
最高回転数 (毎分)	30万	45万		
価格 (J7-ス)	7,200円			
価格 (77ｲﾝ)	6,000円			

推奨回転数：DIAO(J7-ス) 毎分 16 万回転
J7-イン 毎分 2 万回転

入数：5 本入 テーパー：2 度

ロングパラレルシャンファア トーピード




品 番 (J7-ス)	KP6879 014	KP6879 016
品 番 (J7-イン)	8879 014	8879 016
作業長(mm)	10.0	
最大径(mm)	1.4	1.6
全 長(mm)	23.0	
最高回転数 (毎分)	30万	
価 格 (J7-ス)	7,200円	
価 格 (J7-イン)	6,000円	

適正回転数：DIAO(J7-ス) 毎分 16 万回転
J7-イン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

パラレルシャンファア ラウンドエンド



品 番 (J7-ス)	KP6881 012	KP6881 014
品 番 (J7-イン)	8881 012	8881 014
作業長(mm)	8.0	
最大径(mm)	1.2	1.4
全 長(mm)	22.0	
最高回転数 (毎分)	30万	45万
価 格 (J7-ス)	7,200円	
価 格 (J7-イン)	6,000円	

適正回転数：DIAO(J7-ス) 毎分 16 万回転
J7-イン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名：コメット ダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001

※ファインタイプ(仕上用)はパールビーズ構造ではありません

製造販売元 **株式会社 モモセ歯科商会**

〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)

〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)

〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)

URL : <https://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせは