


ティオンライト

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器)

医療ホワイトニング ティオン[®]
オフィスホワイトニングの
チェアタイムを短縮



チェアタイムを短縮する2つのモードを搭載


Quickモード

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



Resinモード

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。




照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
NEW レジン Resin	20秒	歯肉保護レジンの硬化に
NEW クイック Quick	6分	短時間で行いたいケースに
ノーマル Normal	12分	通常モード
ロウ Low	12分	知覚過敏が心配なケースに

※Resin、Quickは自社従来品からの追加

照射光の波長域



歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器)

ティオンライト

仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体 高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装・希望医院価格

本体 1台、マウスガード(ティオンライト用) 2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ) 2個、六角レンチ(大)(小) 各1個、電源コード 1本=¥555,000

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ)
包装・希望医院価格●1個=¥7,000

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000312

関連製品



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

包装・希望医院価格●オフィスホワイトニング材 シリンジA (1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB (1.0g) 1本、リアクター (2.0g) 1本、歯肉保護レジン (1.5g) 1本、ディスポーザブルディッシュ 1個、ディスポーザブルブラシ 2本、ディスポーザブルファイバー付きチップ 2個=¥5,800

単品包装

歯肉保護レジン
包装・希望医院価格●1函:1.5g 1本=¥1,500

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

医療ホワイトニング
専用サイトはコチラ



リップジェル

包装・希望医院価格●1函:1個 8g=¥1,050



リトラクター

サイズ●2種:S、Mサイズ
包装・希望医院価格●1函:5個=¥3,200
歯科用開口器 リトラクター
一般医療機器 13B1X00155000199



フェイシャルシート

包装・希望医院価格●1函:100枚=¥3,600

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも

App Store Google Play
どちらでもこちらのQRでOK!

推奨OS/バージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー
公式アプリ

