

# 滅菌ロール・滅菌パック

securEline  
セキュアライン



THIS IS E.LINE  
YOUR PACKAGING, YOUR PARTNER.

Eline®  
Made in Italy

## セキュアライン滅菌包材製品は、ヨーロッパのクラス1医療機器です。

医療機器として厳しい品質基準をクリアしたフィルム・メディカルペーパー製の高品質滅菌用包材  
紙の繊維粉(リント)が発生せず、クラスBオートクレーブの故障の原因になりません

### 滅菌パックシール付(包装 200 枚入)



サイズ(4種類)  
60mm \* 185mm  
90mm \* 230mm  
140mm \* 250mm  
190mm \* 330mm

### 滅菌ロール(長さ 200m)



サイズ(3種類)  
50mm \* 200m  
100mm \* 200m  
200mm \* 200m

クラスB滅菌では、膨張と収縮が繰り返されるので、安価な低品質の滅菌包材を使用するとチャンバー内に紙粉が発生し、バキュームの目詰など滅菌器が故障する原因となってしまいます。  
セキュアライン滅菌パック/ロールは、欧州でクラス1医療機器として耐久性と安全性が保障されている高品質の製品です。

### 材 料

クラスBオートクレーブに適した紙粉が出ない紙

\*ステリメッド社製医療用ペーパー グレード 60

耐久性のあるフィルム(上層)

ポリエチレンテレフタレート(PET)12


紙としっかり溶着する安全なフィルム(下層)

ポリプロピレン(PP)40

滅菌中に溶けない安全な接着剤

ポリウレタン(PU)接着剤

### 滅菌包材構造イメージ



\*ステリメッド社(南仏)：医療用滅菌包装材(紙)の製造に特化した業界 No.1 の 100 年企業。ステリメッド社独自のプロピペール(医療用紙)は、クラスB滅菌の膨張と収縮の繰り返し工程に強く、滅菌時に高温になることから発生しやすくなる紙粉が発生しません。医療機器の4つに1つはステリメッド社製品で包装されていると言われ、その安全性と品質は医療業界で高く評価され、信頼されています。

### 仕 様

インジケーター E.O.G 滅菌(グリーン⇒イエロー), AC 滅菌(ピンク⇒ブラウン)  
シール温度 190℃~200℃  
有効期限 製造後5年間(滅菌パックは箱に記載)  
保管条件 温度10℃~30℃、湿度40-60%HR、光、熱、湿度を避ける  
品質基準 MDR Class1 Medical Device, ISO 13485, ISO 11140-1 ISO 11607 EN 868 など

輸入・製造販売元 株式会社コサカ  
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中2-18-14 TEL: 03-3557-4111, FAX: 03-3557-4116

詳しい情報は ⇒  
QRコードから!

